

Limites


1. Les résultats d'un Pima CD4 test doivent être évalués en contexte avec toutes les données cliniques et analytiques disponibles. Dans les cas où les résultats ne concorderaient pas avec l'évaluation clinique, il convient d'effectuer les tests supplémentaires appropriés.
2. Le Pima CD4 test a été évalué avec du sang total capillaire et veineux associés à l'EDTA comme anti-coagulant. Le sérum, le plasma et le sang total associés à d'autres anti-coagulants n'ont pas été évalués et ne doivent pas être utilisés.
3. Le comptage absolu de lymphocytes T-auxiliaires peut différer d'un laboratoire à l'autre selon les équipements utilisés.

Caractéristiques de performance

Les caractéristiques de performance du Pima CD4 test ont été établies par des tests menés par Clondiag GmbH (aujourd'hui Alere Technologies GmbH) à Jena, en Allemagne et sur des sites cliniques externes en Afrique et en Allemagne.

Précision

La précision du Pima CD4 test pour le comptage absolu de lymphocytes T auxiliaires a été évaluée par comparaison avec le système BD FACSCalibur comme méthode de référence. On a relevé des échantillons de sang total veineux sur 149 adultes séropositifs dans des établissements sanitaires en Ouganda et on les analysés avec le Pima CD4 test et avec la méthode de référence (mesure unique). Une analyse par régression de Passing-Bablok a été effectuée sur la première mesure de comptage cellulaire Pima CD4 par rapport à la mesure BD FACSCalibur; les résultats sont illustrés dans le graphique ci-dessous.



Une analyse de différence selon la méthode de Bland et Altman (Pima CD4 – BD FACSCalibur) a également été réalisée sur les données. Le biais moyen (95 % IC) sur l'ensemble des 149 échantillons était de -10 (-22 à 3) cellules/ μ L.

Equivalence clinique

L'équivalence clinique des deux méthodes a été évaluée à partir d'un seuil diagnostic calculé à l'aide d'un tableau de contingence à 2x2 entrées. Les résultats obtenus sont illustrés dans les tableaux ci-dessous pour les deux seuils diagnostics de 200 cellules/ μ L et 350 cellules/ μ L, respectivement. Des écarts entre les méthodes de chacun des seuils de diagnostic ont été calculés en utilisant un test de McNemar et l'écart s'est révélé être insignifiant.

Équivalence clinique pour un seuil > 200			
	Valeur	95 % LCI	95 % UCI
Équivalence	0.953	0.906	0.981
	Pima négatif	Pima positif	
BD négatif	25	5	
BD positif	2	117	
Test de McNemar bilatéral (2 sur 7):			
Valeur p	0.453		
Équivalence clinique pour un seuil > 350			
	Valeur	95 % LCI	95 % UCI
Équivalence	0.940	0.888	0.972
	Pima négatif	Pima positif	
BD négatif	57	6	
BD positif	3	83	
Test de McNemar bilatéral (3 sur 9):			
Valeur p	0.508		

Analyse de précision des échantillons cliniques

L'écart-type propre à la méthode et le pourcentage CV des mesures Pima CD4 ont été calculés à partir des mesures dupliquées effectuées sur les 149 échantillons et pour des sous-ensembles d'échantillons compris dans les plages de dénombrement cellulaire 0-200, 0-350 et >350, comme illustré dans le tableau suivant. La valeur MOYENNE correspond à la moyenne de toutes les mesures dupliquées au sein de chaque plage et la valeur ET correspond à la moyenne quadratique des écarts-types de toutes les mesures dupliquées au sein de chaque plage (pour un intervalle de confiance IC de 95 %).

Plage de dénombrement (cellules/μL)	N	Moyenne (cellules/μL)	ET (cellules/μL)	LCI 95%	UCI 95%	% CV
0-200	29	119	20	16	27	16.6
0-350	59	198	23	19	28	11.6
>350	90	580	41	35	47	7.0

Sang total capillaire

Les performances de la méthode Pima CD4 sur des échantillons de sang total capillaire sont comparables à celles observées avec le sang total veineux. Des échantillons de sang provenant de 49 patients adultes séropositifs à VIH ont été recueillis dans deux établissements de santé en Allemagne. Le sang veineux des mêmes individus a été soumis à des tests de référence BD FACSCalibur.

Pour tous les échantillons analysés, la plage globale de dénombrement allait de 160 à 1181 cellules/ μ L pour BD FACSCalibur et de 167 à 1011 pour Pima CD4. Par comparaison avec BD FACSCalibur, l'analyse de régression présentait une pente (IC de 95%) de 0,85 (0,76 à 0,94) pour une valeur d'interception (IC de 95%) de 46,42 (-5,92 à 98,76).

Le coefficient de corrélation de Pearson (IC de 95%) entre les deux mesures s'élevait à 0,94 (0,89 à 0,97).

Le %CV des mesures du Pima CD4 sur sang capillaire total était de 10,3.

Reproductibilité lot à lot

10 aliquotes de 2 échantillons de sang total en dessous et au-dessus du seuil de 350 cellules/ μ L ont été évaluées à l'aide de 3 lots de Pima CD4 cartridge différents. La reproductibilité lot à lot est illustrée dans le tableau suivant:

Échantillon	Moyenne (cellules/ μ l)	% CV moyen
1	267	9,54
2	505	7,05

Réactivité croisée

L'anticorps CD4 réagit avec les monocytes ainsi qu'avec les lymphocytes T auxiliaires/inducteurs.^{5,6} L'anticorps CD3 réagit avec tous les lymphocytes T matures.^{7,8}

Linéarité

La linéarité a été évaluée en testant les dilutions progressives de 5 échantillons couvrant la plage clinique représentative des cellules T-auxiliaires dans le sang total. La méthode

Pima CD4 a été prouvée linéaire de 3 à 2168 cellules/ μ L. Toutes les données corroborent la droite de régression linéaire avec une valeur R^2 minimale de 0,99.

Le tableau suivant récapitule les données:

Echantillon	Plage de dénombrement (cellules/ μ L)	Pente	R ²
1	3–2.168	1,00	1,000
2	4–1.507	0,99	0,995
3	4–690	1,02	0,996
4	4–402	1,01	0,997
5	9–391	0,98	0,997

Références bibliographiques

1. Pattanapanyasat K and Thakar MR. CD4+T-cell count as a tool to monitor HIV progression & anti-retroviral therapy. Indian J Med Res 2005; 121 : 539-49.
2. Rachlis AR and Zarowny DP. Guidelines for antiretroviral therapy for HIV infection. Canadian HIV Trials Network Antiretroviral Working Group. CMAJ 1998; 158 : 496-505.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute. Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard-6th Edition H04-A6 Vol.28 No 25.
4. Clinical and Laboratory Standards Institute. Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-6th Edition H03-A6 Vol.27 No 26.
5. HCDM (former HLDA VIII) Meeting May (2006) Quebec, Canada; WLS Code M241.
6. Millan J, Cerny J, Horejsi V, Alonso MA (1999) CD4 segregates into specific detergent-resistant T-cell membrane microdomains. Tissue Antigens. Jan; 53(1) : 33-40.2.
7. Knapp, W., B. Dorken, et al. Eds. (1989), Leucocyte Typing IV: White Cell Differentiation Antigens Oxford University Press. New York.
8. Mc Michael, A.J., P.C.L. Beverly, et al. eds. (1987). Leucocyte Typing III: White Cell Differentiation Antigens. Oxford University Press. New York.

Index des symboles

	Marquage CE
	Dispositif médical de diagnostic in vitro
	Se reporter au mode d'emploi
	Référence catalogue
	Numéro de LOT
	Date de péremption
	Fabricant
	Avertissement
	Ne pas réutiliser
	Contient du matériel en quantité suffisante pour <n> tests
	Limites de température
	Tenir au sec

Avertissement: les cartouches Pima CD4 renferment
 de petites quantités de préparations à base de cellules
 sanguines humaines. Ces préparations cellulaires
 ont été testées comme non-réactives aux anticorps
 suivants : Anti-HCV, Anti-HIV1 et 2, HBsAg, Anti-HBc
 (IgG, IgM), Syphilis, AK irrégulier, HCV- et HIV-PCR.
 Un risque d'infection résiduel minime subsiste.

© 2010 Alere. Tous droits réservés.

Alere™ et Pima™ sont des marques déposées des sociétés du groupe Alere.

Cartridge Guide	6	Cartridge Guide	7	Cartridge Guide	PI-PIMA-01-03-F	Date de révision: 14-Dec-2011	8	Alere Technologies GmbH	Löbstedter Str. 103-105	D-07749 Jena	Allemagne	www.pimatest.com
-----------------	---	-----------------	---	-----------------	-----------------	-------------------------------	---	-------------------------	-------------------------	--------------	-----------	------------------

[illegible][illegible]

Chaque boîte Pima CD4 contient :
 • 25 cartouches en pochette individuelle
 et 1 transmetteur d'échantillons d'une mesure à l'analyseur.

Normalement, le risque de contamination de test. Cette disposition permet de contrôler la contamination de la cartouche.

5. Utiliser une lancette stérile pour effectuer une ponction au bord de la pulpe.

11. Il est recommandé d'insérer la cartouche de mesure dans la zone indiquée sur l'étiquette de la cartouche.

code-barres de la cartouche.

plastique orange

Résultats

Les résultats sont calculés automatiquement par le Pima Analyser. Le comptage absolu des résultats est affiché sur l'écran.

Si les résultats du contrôle se situent en dehors des limites définies à la fabrication, l'Analyser affiche un message d'erreur.

[illegible]

NE PAS ouvrir le sachet anti-condensation placé dans la pochette en aluminium.

Sortir une Pima CD test cartridge de sa pochette en aluminium et ouvrir entièrement le bouchon en plastique orange pour des échantillons entre le ponce et l'index du manipulateur de la cartouche d'un seul coup.

Pincer l'extrémité du Sample Collector par la fiche sur la cartouche. Suivre les instructions à l'écran ou se reporter au manuel d'utilisation du Pma Analyzer pour analyser affiché un message d'erreur.

du test.

contenir jusqu'à 25 µL d'échantillon.

total. Le Pima CD4 test cartridge (faible dose de 7 µmètres) est adapté aux échantillons primaires peut être branchés sur port USB du Pma Analyzer pour imprimer les résultats.

- Le système Pima CD4 se compose de l'heure de réalisation du test. L'opérateur peut récupérer et télécharger les données à tout moment après le test. Une imprimante externe analyse, et permet de déterminer la numération sanguine CD4 test cartridge jetable et du Pima sang lorsque le capillaire et laissez sécher à l'air libre (voir l'illustration 27).
- NE PAS tenter de retirer le cache arrière grande tampon imbibé d'alcool et laissez sécher à l'air libre (voir l'illustration 27). Il y a surassèchement sang lorsque le capillaire et laissez sécher à l'air libre (voir l'illustration 27).
- 3. Essuyer le bout du doigt choisi avec un chiffon proprement lavé.
- NE PAS toucher ni tenter de tirer sur le tube en silicone. Tout dommage sur le tube peut entraîner l'échantillon chargé est suffisant (voir l'illustration 28).
- 2. Sélectionner «Run Test» sur le Pima Analyser.
- 3. Insérer la Pima CD4 test cartridge dans le réactif est valide pour chaque Pima CD4 test cartridge après à un contrôle intégré du système.

Le cours de l'immunodifférence et contrôle la réponse au traitement.¹²

assignés à un numéro d'échantillon (sauf par exemple, pour les prélèvements effectués sur l'urine).

stockés dans une archive intégrée et sont en cellule/PLU. Les résultats sont également disponibles sur le site de l'Agence.

de détection. Tout dommage sur le couvercle du canal de détection peut entraîner un message d'erreur.

liquide dans la cartouche et d'un cache arrière orange (non représentés sur l'image).

Remarque : Veillez à ce que le patient soit toujours assis plus haut que la personne qui effectue le test.

8. Redresser la cartouche et observer par l'oculaire (pour plus de détails, voir la partie 1. Procédure des tests).

1. Insérer l'échantillon dans la Pima CD4 test dans la Pima CD4 test cartouche, est surrétente. Si cette cartouche est insuffisante, l'analyse ne démarre pas et la cartouche doit être remplacée.

1. Vérifier que le volume d'échantillon est suffisant
 2. Réchauffer les doigts si nécessaire (voir illustration n°5). Demander au patient de complètement remplir le sang. Puis retirer le code-barres linéaire.
 3. Suivre les instructions à partir du point 5 de la section précédente.

[illegible]

- tampons secs
- pansements

algorithme du logiciel propriétaire embarqué sur l'ordinateur incorporé. Les lymphocytes T auxiliaires présentent à la fois des antécédents de

Prima CDA Test Cartridge

NE PAS utiliser les cartouches après la date de péremption imprimée sur l'étiquette de la cartouche.

est en général plus épais, calé. Le 5e doigt comporte en général moins de tissu adipeux.

7. Laisser le sang s'écouler librement du doigt mélangé.

écouler librement.

retourner le tube de prélèvement 10 à 15 secondes avant l'analyse.

la date d'expiration, que le Prima Analyser

Si la cartouche a passé la date d'expiration, le

[illegible][illegible][illegible]

lumière sur deux longueurs d'onde différentes

Matériau amplifiant la lumière

Miroir en or

Prélèvement d'échantillon

de la lancette. Ne pas "grasser" ou ne pas se servir de

Prélèvement par ponction veineuse de

Contrôle qualité et

